


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pnkp Para Wb, Elisa - Q96T60

Número do item: CM0006549



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PNKP validado para Western blotting (WB) e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína de reparo do DNA PNKP, sendo ideal para estudos das vias BER e NHEJ.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PNKP Rabbit mAb
Observações/Apelidos	PNK; AOA4; MCSZ; CMT2B2; EIEE10; PNKP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11284
GeneID	11284
Imunógeno	Peptídeo sintético (um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 400-500 da PNKP humana (NP_009185.2).)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q96T60
Peso da proteína	57 kDa
Transporte	Bolsa de gelo