


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pnkp Para Wb - Q96T60

Número do item: CM0028500



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-PNKP validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece PNKP humano, de camundongo e de rato, uma quinase/fosfatase bifuncional essencial para o reparo do DNA. Ideal para estudos de reparo de danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PNKP Rabbit pAb
Observações/Alias	PNK; AOA4; MCSZ; CMT2B2; EIEE10; PNKP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11284
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-320 da PNKP humana (NP_009185.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96T60
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo