

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pnlip Para Wb, If-P, Elisa - P16233

Número do item: CM0030680



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à lipase pancreática humana (PNLIP), validado para WB, IF-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo lipídico e função pancreática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PNLIP Rabbit pAb
Observações/Apelido	PL; PTL; PNLIPD; PNLIP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5406
GeneID	5406
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 166-465 da PNLIP humana (NP_000927.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16233
Peso Proteico	51 kDa
Envio	Em bolsa de gelo