

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pnlip Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16233

Número do item: CM0026654



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à lipase pancreática humana (PNLIP). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar digestão de gorduras e distúrbios metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PNLIP Rabbit pAb
Observações/Apelido	PL; PTL; PNLIPD; PNLIP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5406
ID do Gene	5406
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 166-465 da PNLIP humana (NP_000927.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16233
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo