

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pnliprp1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P54315

Número do item: CM0020210



introdução

Anticorpo policlonal de coelho dirigido contra a proteína 1 relacionada à lipase pancreática humana inativa (PNLIPRP1/PLRP1), validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato, sendo ideal para pesquisas pancreáticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	PNLIPRP1 Rabbit pAb
Observações/Alia(s)	PLRP1; PNLIPRP1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5407
GeneID	5407
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 298-467 da PNLIPRP1 humana (NP_006220.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P54315
Peso da proteína	52 kDa
Transporte	Bolsa de gelo