

Anticorpo Policlonais Anti-Pnliprp2 Para Wb, If-P, Elisa - P54317

Número do item: CM0015553



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a PNLIPRP2/PLRP2 humano. Validado para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo lipídico, digestão pancreática e neuronais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PNLIPRP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	PLRP2; PNLIPRP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5408
ID do Gene	5408
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 301-470 de PNLIPRP2 humano (NP_005387.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P54317
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo