


Anticorpo Policlonal Anti-Pnma2 Para Wb E Elisa - Q9UI42

Número do item: CM0031047



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PNMA2 humano (antígeno paraneoplásico Ma2), validado para Western blotting e ELISA. Adequado para pesquisa em neuro-oncologia e síndromes paraneoplásicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PNMA2 pAb de Coelho
Pseudônimo/Observações	MA2; MM2; RGAG2; PNMA2
Espécie	Humano
ID do Gene	10687
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do PNMA2 humano (NP_009188.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
Acesso SWISS	Q9UL42
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo