


Anticorpo Policlonais Anti-Pno1 Para Wb, Elisa - Q9Nrx1

Número do item: CM0022410



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PNO1 humana, uma proteína nucleolar de ligação a RNA envolvida na biogênese de ribossomos. Validado para aplicações de Western blot e ELISA com reatividade cruzada para amostras humanas e de rato. Ideal para pesquisa em ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PNO1 Rabbit pAb
Observações/Alias	RRP20; KHRBP1; PNO1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	56902
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-252 da PNO1 humana (NP_064528.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NRX1
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo