

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Pnpo Para Wb - Q9Nvs9

Número do item: CM0020035



introdução

Este anticorpo contra PNPO é validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Utilize para pesquisa sobre o metabolismo da vitamina B6.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PNPO Rabbit pAb
Observações/Alias	PDXPO; HEL-S-302; PNPO
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55163
GeneID	55163
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-261 da PNPO humana (NP_060599.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NVS9
Peso Molecular	30kDa
Envio	Bolsa de gelo