

Anticorpo Policlonal Anti-Poc1A Para Wb, Elisa - Q8Nbt0

Número do item: CM0029499

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-POC1A para WB e ELISA; reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína centriolar POC1A envolvida na montagem do centríolo e ciliogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POC1A Rabbit pAb
Observações/Alias	PIX2; SOFT; WDR51A; POC1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25886
GeneID	25886
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 138-407 da POC1A humana (NP_056241.3))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NBT0
Peso Molecular da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo