

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Podoplanina Para Wb, Elisa - Q86YI7

Número do item: CM0005206



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Podoplanina (UniProt Q86YL7) para WB e ELISA. Detecta Podoplanina humana, de rato e de camundongo. Útil em estudos de câncer, migração e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Podoplanina (mAb)
Observações/Apelidos	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanina
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10630
GeneID	10630
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 63-162 da Podoplanina humana (Q86YL7).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86YL7
Peso Proteico	17 kDa
Envio	Em saco de gelo