


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Podoplanina Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86YI7

Número do item: CM0013473



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra Podoplanina humana (PDPN, Aggrus, GP36), validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Para pesquisa de migração tumoral, células linfáticas e plaquetas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Podoplanina Rabbit pAb
Observações/Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10630
ID do Gene	10630
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-131 da Podoplanina humana (NP_006465.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86YL7
Peso Molecular da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo