

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Podxl Para Wb, Ihc-P, Elisa - 000592

Número do item: CM0009218

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PODXL humano, validado para Western blot, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Adequado para o estudo de adesão celular, biologia de podócitos e progressão do cancro. Reage cruzadamente com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PODXL Rabbit mAb
Observações/Pseudônimo	PC; PDX; PCLP; Gp200; gp135; PCLP-1; PODXL1; PODXL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5420
GeneID	5420
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-479 do PODXL humano (000592).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	000592
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo