


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Pof1B Para Wb, Elisa - Q8Wvv4

Número do item: CM0023251



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho anti-POF1B validado para WB e ELISA, reativo para humano e rato. Adequado para pesquisa sobre organização de monocamadas epiteliais e desenvolvimento ovariano. SWISS: Q8WVV4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POF1B Rabbit pAb
Observações/Alias	POF; POF2B; POF1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79983
GeneID	79983
Imunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 330-560 da POF1B humana (NP_079197.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8WVV4
Peso Molecular da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo