

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Pofut2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2G5

Número do item: CM0017757



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra POFUT2 (FUT13) humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a O-fucosilação de proteínas que contêm TSR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POFUT2 Coelho pAb
Observações/Alias	FUT13; C21orf80; POFUT2
Espécie	Humano
GeneID	23275
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-370 de POFUT2 humano (NP_056042.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2G5
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo