

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Poglut1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbl1

Número do item: CM0022848



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à POGLUT1 humana (Rumi, CLP46), validado em WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização Notch, glicosilação e desenvolvimento muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	pAb de coelho anti-POGLUT1
Observações/Apelidos	Rumi; CLP46; MDSRP; C3orf9; KTELC1; LGMD2Z; MDS010; hCLP46; KDELCL1; LGMDR21; POGLUT1
Espécie	Humano
ID do Gene	56983
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-280 da POGLUT1 humana (NP_689518.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8NBL1
Peso da Proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo