

Anticorpo Monoclonal Anti-Pold1 Para Wb, Elisa - P28340

Número do item: CM0009732



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a subunidade catalítica da DNA polimerase delta humana (POLD1), validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com amostras de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de replicação e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLD1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CDC2; MDPL; POLD; CRC510; POLD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5424
GeneID	5424
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1000-1107 do POLD1 humano (P28340).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28340
Peso Proteico	124kDa
Envio	Saco de gelo