


Anticorpo Policlonal Anti-Pold2 Para Wb - P49005

Número do item: CM0030808



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-POLD2 validado para WB e ELISA, detectando POLD2 humano (subunidade 2 da DNA polimerase delta) com reatividade cruzada para rato e rato; amplamente utilizado em pesquisas de replicação e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLD2 Coelho pAb
Observações/Apelido	POLD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5425
GeneID	5425
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-360 do POLD2 humano (NP_006221.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P49005
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo