

Anticorpo Policloal Anti-Pold3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15054

Número do item: CM0026845



introdução

POLD3 Rabbit pAb, um anticorpo policlonal de coelho direcionado à subunidade 3 da DNA polimerase delta para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; adequado para amostras humanas e de camundongo. Uso em pesquisa de replicação e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLD3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P66; P68; PPP1R128; POLD3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10714
GeneID	10714
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 197-466 da POLD3 humana (NP_006582.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15054
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo