


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Poldip2 Para Wb E Elisa - Q9Y2S7

Número do item: CM0015476



introdução

Este anticorpo policlonico é produzido em coelho contra POLDIP2 humano e validado para WB e ELISA. Ele reconhece a proteína de 42 kDa e apresenta reatividade cruzada com ortólogos de camundongo e rato, sendo uma ferramenta valiosa para estudos de reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLDIP2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	p38; POLD4; PDIP38; POLDIP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26073
ID do Gene	26073
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do POLDIP2 humano (NP_056399.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2S7
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo