

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pole2 Para Wb E Elisa - P56282

Número do item: CM0017443



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-POLE2 validado para Western blot e ELISA; reage com humano e camundongo. Subunidade 2 da DNA polimerase épsilon envolvida na replicação e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLE2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DPE2; POLE2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5427
GeneID	5427
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P56282
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de Gelo