

Anticorpo Policlonal Anti-Pole4 Para Wb, Elisa - Q9Nr33

Número do item: CM0026901

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao POLE4 humano (p12), uma subunidade acessória da DNA polimerase epsilon. Validado para WB e ELISA, ideal para pesquisa de replicação e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLE4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p12; YHHQ1; POLE4
Espécie	Humano
ID do Gene	56655
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-117 do POLE4 humano (NP_063949.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR33
Peso Molecular da Proteína	12kDa
Envio	Bolsa de gelo