

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pole4 Para Wb E Elisa - Q9Nr33

Número do item: CM0023859

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao POLE4 humano, uma subunidade da DNA polimerase épsilon envolvida na replicação e reparo do DNA. Validado para Western blot e ELISA; tem reação cruzada com seres humanos e camundongos. Ideal para estudos de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLE4 Rabbit pAb
Observações/Alias	POLE4; YHHQ1; p12; subunidade 4 da DNA polimerase épsilon
Espécie	Humano
ID do Gene	56655
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do POLE4 humano (NP_063949.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NR33
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo