


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Polg2 - Q9Uhn1

Número do item: CM0027994



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-POLG2 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Específico para POLG2 (Q9UHN1) humano, de camundongo e rato, subunidade acessória da polimerase de DNA mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLG2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HP55; POLB; PEOA4; POLGB; MTPOLB; MTDPS16; MTDPS16A; MTDPS16B; POLG-BETA; POLG2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11232
GeneID	11232
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 216-485 do POLG2 humano (NP_009146.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHN1
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco com gelo