


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Poll Para Wb, Elisa - Q9Ugp5

Número do item: CM0030455



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a DNA polimerase lambda humana (POLL), validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em vias de reparo de DNA, incluindo reparo de excisão de base e junção de extremidades não homólogas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLL Rabbit pAb
Observações/Apelido	BETAN; POLKAPPA; POLL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27343
GeneID	27343
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 421-575 do POLL humano (NP_037406.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UGP5
Peso Proteico	63kDa
Envio	