


Anticorpo Policlonal Anti-Polr1B Para Wb, Elisa - Q9H9Y6

Número do item: CM0018514



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o POLR1B (RPA135), uma subunidade central da RNA polimerase I. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com Humano e Rato. Ideal para estudos de transcrição nucleolar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLR1B pAb de Coelho
Observações/Apelido	A135; RPA2; TCS4; RPA135; Rpo1-2; POLR1B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84172
ID do Gene	84172
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 670-900 do POLR1B humano (NP_061887.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9H9Y6
Peso da Proteína	128kDa
Envio	Saco de gelo