


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Polr1C Para Wb E Elisa - O15160

Número do item: CM0014088



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a POLR1C humana (RPAC1), validado para Western blot e ELISA. Essencial para o estudo da transcrição pelas RNA polimerases I/III, da função nucleolar e das vias relacionadas à leucodistrofia. - O15160

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLR1C pAb de Coelho
Observações/Aliases	AC40; RPA5; TCS3; HLD11; RPA39; RPA40; RPAC1; RPC40; POLR1C
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	9533
GeneID	9533
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da POLR1C humana (NP_976035.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	O15160
Peso da Proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo