


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Polr1E Para Wb, Ip, Elisa - Q9Gzs1

Número do item: CM0013738



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra POLR1E (PAF53/RPA49), uma subunidade Pol I vital para a transcrição de rRNA. Validado em WB, IP, ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas nucleolares e de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLR1E pAb de Coelho
Observações/Apelido	A49; PAF53; PRAF1; RPA49; POLR1E
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64425
GeneID	64425
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-419 do POLR1E humano (NP_071935.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZS1
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo