


Mab De Coelho Anti-Polr2A (N-Terminal) Para Wb, Ip, Chip, Elisa - P24928

Número do item: CM0002675



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-POLR2A (N-terminal) de alta qualidade validado para WB, IP, ChIP e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de transcrição da RNA polimerase II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-POLR2A (N-terminal)
Observações/Apelido	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpILS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A (N-terminal)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5430
GeneID	5430
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 550-650 da POLR2A humana NP_000928.1
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24928
Peso Proteico	217 kDa
Envio	Bolsa de gelo