


Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Polr2A Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P24928

Número do item: CM0024670



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a POLR2A humana (RPB1), a subunidade catalítica da RNA polimerase II. Validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de mecanismos de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLR2A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5430
GeneID	5430
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 de POLR2A humana (NP_000928.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24928
Peso Proteico	217kDa
Envio	Bolsa de gelo