


Anticorpo Policlonais Anti-Polr2B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30876

Número do item: CM0030289



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-POLR2B validado para aplicações WB, IHC-P, ELISA. Reconhece POLR2B humano, de camundongo e rato (134 kDa). Imunógeno recombinante (aa 1-260). Essencial para pesquisa de transcrição pela RNA polimerase II e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	POLR2B Coelho pAb
Observações/Alias	RPB2, POL2RB, hRPB140, POLR2B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5431
GeneID	5431
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do POLR2B humano (NP_000929.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30876
Peso da Proteína	134 kDa
Transporte	Bolsa de gelo