

Anticorpo Policlonal Anti-Polr2D Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O15514

Número do item: CM0020060



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à POLR2D humana, uma subunidade central da RNA-polimerase II. Validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	POLR2D Rabbit pAb
Observações/Alíás	RBP4; RPB4; RPB16; HSRBP4; HSRPB4; POLR2D
Espécie	Humana
ID do gene	5433
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-142 da POLR2D humana (NP_004796.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	O15514
Peso da proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo