

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Polr2D Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15514

Número do item: CM0007287



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra POLR2D humano (RPB4), validado para WB, IHC-P, ELISA. Ferramenta excelente para estudar a maquinaria de transcrição da RNA polimerase II. Produto apenas para uso em pesquisa da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho POLR2D
Observações/Apelido	RBP4; RPB4; RPB16; HSRBP4; HSRPB4; POLR2D
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5433
GeneID	5433
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-142 do POLR2D humano (NP_004796.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato (Mus)
SWISS	O15514
Peso Proteico	16 kDa
Envio	Saco de gelo