


Anticorpo Policlonal Anti-Polr2F Para Wb, Elisa - P61218

Número do item: CM0026636



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o POLR2F (RPABC2), uma subunidade comum das RNA polimerases I, II e III. Validado para WB e ELISA, reativo com amostras humanas e de ratos. Ideal para estudos de mecanismos de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLR2F pAb de Coelho
Observações/Apelido	RPB6; POLRF; RPC15; RPABC2; RPB14.4; HRBP14.4; RPABC14.4; POLR2F
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5435
GeneID	5435
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-127 do POLR2F humano (NP_068809.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P61218
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo