

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Polr2G Para Wb, Elisa - P62487

Número do item: CM0027110



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a subunidade RPB7 da RNA polimerase II humana (POLR2G). Validado para Western blot (WB) e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de transcrição e RNA polimerase II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLR2G pAb Coelho
Observações/Apelido	RPB7; RPB19; hRPB19; hsRPB7; POLR2G
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5436
ID do Gene	5436
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-172 do POLR2G humano (NP_002687.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62487
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco com gelo