


Anticorpo Policloal Anti-Polr2H Para Wb, Ip, Elisa - P52434

Número do item: CM0015474



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a subunidade RPABC3 das RNA polimerases I, II e III direcionadas ao DNA (POLR2H). Adequado para Western Blot, Imunoprecipitação e ELISA em amostras humanas e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLR2H Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RPB8; RPB17; RPABC3; POLR2H
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5437
GeneID	5437
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do POLR2H humano (NP_006223.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P52434
Peso Molecular da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo