


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Polr2J Para Wb, If/Icc, Elisa - P52435

Número do item: CM0023481



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra POLR2J humano (RPB11-a), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adequado para estudos de transcrição da RNA polimerase II. Reage cruzadamente com camundongo; localização nuclear e expressão ubíqua com altos níveis no coração e músculo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLR2J pAb de Coelho
Observações/Apelido	RPB11; RPB11A; RPB11m; hRPB14; POLR2J1; POLR2J
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5439
GeneID	5439
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-117 do POLR2J humano (NP_006225.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P52435
Peso Proteico	13kDa
Envio	Em saco de gelo