


Anticorpo Policlonal Anti-Polr2L Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62875

Número do item: CM0023763



introdução

POLR2L pAb de Coelho, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com Humano, Rato, Camundongo. Tem como alvo a subunidade RPABC5 da RNA polimerase; ideal para estudos de transcrição e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLR2L pAb de Coelho
Observações/Apelido	RBP10; RPB10; RPABC5; RPB7.6; hRPB7.6; RPB10beta; POLR2L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5441
ID do Gene	5441
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-67 do POLR2L humano (NP_066951.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P62875
Peso da Proteína	8kDa
Envio	Saco de gelo