

Anticorpo Policlonal Anti-Polr3C Para Wb, Elisa - Q9Bui4

Número do item: CM0017430



introdução

POLR3C Rabbit pAb validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo a subunidade RPC3 (RPC62) da RNA Polimerase III, um sensor de DNA e componente de transcrição. Ideal para pesquisa em imunidade inata e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLR3C Rabbit pAb
Observações/Apelido	C82; RPC3; RPC62; POLR3C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10623
ID do Gene	10623
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do POLR3C humano (NP_006459.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BUI4
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo