


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Polr3K Para Wb, Elisa - Q9Y2Y1

Número do item: CM0028030



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o POLR3K humano, adequado para Western blot e ELISA. Detecta uma subunidade chave da RNA polimerase III envolvida na fidelidade da transcrição e na detecção da imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POLR3K pAb de Coelho
Observações/Alíase	C11, HLD21, My010, RPC10, RPC11, RPC12.5, C11-RNP3, POLR3K
Espécie	Humano
ID do Gene	51728
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-108 do POLR3K humano (NP_057394.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y2Y1
Peso da Proteína	12kDa

Envio