

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Polrmt Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O00411

Número do item: CM0022769



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-POLRMT validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com a RNA polimerase mitocondrial humana e de rato, permitindo estudos de transcrição e replicação mitocrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	POLRMT Rabbit pAb
Observações/Alíás	APOLMT; MTRNAP; MTRPOL; COXPD55; h-mtRPOL; POLRMT
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	5442
ID do gene	5442
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-230 da POLRMT humana (NP_005026.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	O00411
Peso da proteína	139kDa
Envio	Bolsa de gelo