


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pomgnt1 Para Wb, Elisa - Q8Wza1

Número do item: CM0030238



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra POMGNT1 humano (GnT I.2), validado para western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de glicosilação O-manosil e estudos de distroglicanopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POMGNT1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MEB; RP76; GNTI.2; LGMD2O; GnT I.2; LGMDR15; MGAT1.2; gnT-I.2; POMGNT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55624
ID do Gene	55624
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 411-660 do POMGNT1 humano (NP_060209.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WZA1
Peso Proteico	75kDa
Remessa	Em saco de gelo