

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Pomgnt2 Para Wb E Elisa - Q8Nat1

Número do item: CM0017937



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a POMGNT2 humana, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar O-manosilação, glicosilação de distroglicano e mecanismos de distrofia muscular congênita.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POMGNT2 Coelho pAb
Observações/Apelidos	AGO61; GTDC2; MDDGA8; MDDGC8; C3orf39; POMGNT2
Espécie	Humana
GeneID (humana)	84892
GeneID	84892
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-340 da POMGNT2 humana (NP_116195.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NAT1
Peso Molecular da Proteína	67kDa
Envio	Bolsa de gelo