

Anticorpo Policlonal Anti-Pomk Para Wb, Elisa - Q9H5K3

Número do item: CM0017507

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína O-manose quinase (POMK), validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato para pesquisa de distroglicanopatia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POMK Rabbit pAb
Observações/Apelido	SGK196; MDDGA12; MDDGC12; POMK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84197
ID do Gene	84197
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-350 da POMK humana (NP_115613.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9H5K3
Peso Proteico	40kDa
Envio	Bolsa de gelo