


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pomp Para Wb, Elisa - Q9Y244

Número do item: CM0029773



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra POMP humano, validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudos de maturação do proteossoma, pesquisa de chaperonas e análise de degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POMP Rabbit pAb
Observações/Apelido	UMP1; PRAAS2; HSPC014; C13orf12; PNAS-110; POMP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51371
GeneID	51371
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-141 do POMP humano (NP_057016.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y244
Peso Proteico	16kDa
Envio	