

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pomt1 Para Wb, Elisa - Q9Y6A1

Número do item: CM0017771

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra POMT1 humano (Protein O-mannosyl-transferase 1). Validado para Western blot (WB) e ELISA, apresenta reação cruzada com humano e camundongo. Tamanho de banda previsto de ~85 kDa. Ideal para pesquisa em distroglocanopatias e glicosilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POMT1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RT; LGMD2K; MDDGA1; MDDGB1; MDDGC1; LGMDR11; POMT1
Espécie	Humano
ID do Gene	10585
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310-550 da POMT1 humana (NP_001070833.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y6A1
Peso Proteico	85 kDa
Envio	Bolsa de gelo