


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pon1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P27169

Número do item: CM0009655



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PON1 humano (paraoxonase/arilesterase sérica 1). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Detecta uma proteína de 40 kDa (SWISS: P27169).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-PON1
Observações/Apelidos	ESA; PON; MVCD5; PON1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5444
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da PON1 humana (P27169).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27169
Peso da Proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo