


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pon1 Para Wb, Elisa - P27169

Número do item: CM0026336



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a paraoxonase/arilesterase 1 do soro humano (PON1), validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar vias de desintoxicação de organofosfatos e aterosclerose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PON1 pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | ESA; PON; MVCD5; PON1                                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 5444                                                                                                                     |
| GeneID              | 5444                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-150 da PON1 humana (NP_000437.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | P27169                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 40kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |