


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Pon1 Para Wb, Elisa - P27169

Número do item: CM0018182



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra PON1 (P27169) para WB e ELISA. Reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a função da paraoxonase/arilesterase 1 sérica na hidrólise de organofosforados e na atividade antioxidante associada à HDL.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PON1 Rabbit pAb
Observações/Alias	ESA; PON; MVCD5; PON1
Espécie	Humano
ID do Gene	5444
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 9-109 da PON1 humana (NP_000437.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27169
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo