

Anti-Pon2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q15165

Número do item: CM0022043

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PON2 humano (paraoxonase/ariesterase sérica 2), validado para WB e ELISA. Tem como alvo uma prote proteína de membrana de 39 kDa envolvida na atividade antioxidante e na prevenção da peroxidação lipídica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PON2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PON2
Espécie	Humano
GeneID	5445
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do PON2 humano (NP_000296.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15165
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo